

Delta Toric & Delta 6 Toric

Charakteristika

Soustružené torické kontaktní čočky s vysokým rozsahem volitelných parametrů. Díky individuální výrobě je možné dosáhnout parametrů čočky tak, aby byl zákazník co nejvíce spokojen.

Delta a Delta 6 – čočky, které nabízí:

Snadnou manipulaci

Široká variabilita parametrů

Vysokou optickou kvalitu

- výbornou toleranci

- pohodlí při nošení

- možnost výběru materiálu čočky

Čočka	Delta Toric	Delta 6 Toric
Materiál	GMAadvance 49 % HEMA 42 %	Definitive DK 60 SIHY 74% HEMA-NVP 67%
Průměr	Ø 14,50*	Ø 14,50*
Rádus	8,00 až 9,60 mm (po 0,10 mm)	8,00 až 9,60 mm (po 0,10 mm)
Centrální tloušťka	0,10 mm při -5,00 D	0,10 mm při -5,00 D
Dioptrie	+ 25,00 až -30,00 (po 0,25 D)	+ 25,00 až -30,00 (po 0,25 D)
Cylindr	až -12,00 D (po 0,25 D)	až -12,00 D (po 0,25 D)
Osa	5° až 180° (po 1°)	5° až 180° (po 1°)

* jiné průměry jsou možné v rozmezí od 13,00 do 16,00 mm. Nedoporučuje se ale průměr menší než 13,50 mm. U materiálů GMAadvance je možný průměr jen do 14,90 mm. U materiálů s vyšším obsahem vody je možný průměr 16,00 mm

tel./fax: +420 376 317 498, 376 317 484 nebo 605 198 819
EYEART - výhradní zastoupení pro ČR

katalogove-listy-Delta-a-Delta-6-Toric.doc