

# HYDROFIT 67

## Charakteristika

Pro pacienty, kteří chtějí mít vysoké pohodlí při nošení a zároveň snadnou manipulaci s čočkou, je určena roční čočka Hydrofit 67. Jako poslední z řady Hydrofit byla vyvinuta pro uživatele s nároky na prodloužené nošení čoček a vysokou propustnost kyslíku. Je rovněž vhodná pro klinické a terapeutické aplikace.

## HYDROFIT 67 – čočka, která nabízí:

Snadnou manipulaci	- výbornou toleranci
Obsah vody 67 %	- komfortní nošení
Vysokou optickou kvalitu	- ostrý vÍzus

<b>Čočka</b>	Ø 14,50	Ø 13,75	Ø13,00
Rádus	8,50	8,10	7,50
	<b>8,80</b>	<b>8,40</b>	<b>7,80</b>
	9,10	8,70	8,10
Centrální tloušťka	0,05 – 0,07 mm		
Dioptrie	± 29,00 (po 0,25 D)		

Pozn.: Nejčastěji používané čočky (86 % aplikací) jsou vytištěny tučně.

<b>Rohovka</b>		
Rádus	7,10 až 8,50 mm	7,00 až 8,00 mm
Průměr	11,00 mm a více	11,00 mm a méně
Palpebrální štěrbina	velká až střední	střední až malá
		- ideální pro dětské pacienty

**Dk/L** (pro – 3,00 D)      **33** . 10<sup>-9</sup> ml O<sub>2</sub> . cm / (ml.s.mm Hg)

**HYDROFIT 67 pro pacienty, kteří chtějí něco extra!**

## **WILENS s.r.o.**

Tyršova 45, 339 01 Klatovy, info@wilens.cz  
tel./fax: +420 376 317 498, 376 317 484 nebo 605 198 819  
**CANTOR+NISSEL - výhradní zastoupení pro ČR**

## **www.wilens.cz**

Datum poslední revize: 15.02.2012  
Katalogové listy Hydrofit67.doc