

HYDROFIT GMA

Charakteristika

Hydrofit GMA je vysoce účinná 6 měsíční čočka, nahrazující oblíbenou čočku Hydrofit 60.

Hydrofit GMA je náhrada za čočku Hydrofit 60, jejíž výroba byla po mnoha letech ukončena. K této náhradě došlo, jelikož původní materiál Contaflex 58% je z dnešního pohledu již zastaralý a nová verze Contaflex GM Advance 58% ho převyšuje ve všech parametrech. Čočka je pohodlnější na nošení, má vyšší propustnost pro kyslík a lépe drží vodu. Tyto vlastnosti umožňují nosit čočky Hydrofit GMA jak v režimu denním, tak i prodlouženém – po dobu více než 18 hodin, případně i přes noc.

HYDROFIT GMA – čočka, která nabízí:

Vysokou účinnost
Obsah vody 60 %
Prodloužené nošení

- dobré mechanické vlastnosti
- střední Dk, příjemné nošení
- praktická pro aktivní pacienty

Čočka	Ø 14,50	Ø 13,75	Ø13,00
Rádus	8,50	8,10	7,50
	8,80	8,40	7,80
	9,10	8,70	8,10
Centrální tloušťka	0,05 – 0,07 mm		
Dioptrie	± 30,00 (po 0,25 D)		

Pozn.: Nejčastěji používané čočky (86 % aplikací) jsou vytištěny tučně.

Rohovka		
Rádus	7,10 až 8,50 mm	7,00 až 8,00 mm
Průměr	11,00 mm a více	11,00 mm a méně
Palpebrální štěrbina	velká až střední	střední až malá
		- ideální pro dětské pacienty

Dk/L (pro – 3,00 D)

26,0 . 10⁻⁹ ml O₂ . cm / (ml.s.mm Hg)

Výkonná čočka pro Vaše aktivní pacienty!

WILENS s.r.o.

Tyršova 45, 339 01 Klatovy, info@wilens.cz

tel./fax: +420 376 317 498, 376 317 484 nebo 605 198 819

CANTOR+NISSEL - výhradní zastoupení pro ČR

www.wilens.cz

Datum poslední revize: 30.05.2022

Katalogové listy HydrofitGMA.doc